

SV

Bruksanvisning

Happy Taq

För elektronisk bruksanvisning se www.bag-diagnostics.com

IVD










REF 70976

Innehåll: 50 µl Taq Polymeras, bruksfärdig
250 enheter (5 enheter/µl)

Specifikation: Rekombinant enzym
Thermostabil 5' → 3' DNA polymeras
5' → 3' exonukleas aktivitet
Ingen 3' → 5' exonukleas aktivitet
Enzym lägger till nukleotider vid 3'- änden av DNA:t (nästan uteslutande adenosin)

Förvaring: ≤ -20°C

Användning: För användning med HISTO TYPE kit och BAGene kit från **BAG Diagnostics GmbH**.
För test procedur och ytterligare information se bruksanvisning för HISTO TYPE SSP kit och BAGene SSP kit.

Förklaring av förpackningssymboler			
	Förvaringstemperatur / Nedre temperaturgräns		För in vitro diagnostik
	Hållbar till		Katalognummer
	Batchnummer		Bruksfärdig
	Se bruksanvisning		Tillverkare
		Taq-Polymeras	

Version: 4/2019 / Utfärdad: 2019-06